

	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MÉDICOS		CODIGO: FOR-SET-010
			Versión: 03
			Fecha: 04/05/2020
			Página: 1 de 1

INFORMACIÓN GENERAL

INSTITUCION	DIEGO KESTUTTI PLAZAS SANCHEZ			SERIE	10000000417345				
NOMBRE DEL EQUIPO	MONITOR SIGNOS VITALES PRESIONARTERIAL(NIBP) SATURACION(SPO2) TEMPERATURA(ORAL/AXILAR)			MARCA	Seca				
MODELO	mVSA 535			CÓDIGO	28699				
PERIODICIDAD MANTENIMIENTO	Cada 24 meses	FECHA DE COMPRA	3/02/2025	FECHA DE INSTALACIÓN	N/A	TIEMPO DE GARANTIA	2 AÑOS	FECHA VENCIMIENTO GARANTIA	3/02/2027

INFORMACIÓN TÉCNICA													
CLASIFICACIÓN SEGÚN EL RIESGO					I	IIa	IIb	III	CLASIFICACIÓN SEGÚN SEGURIDAD ELECTRICA		B	BF	CF

TIPO DE ALIMENTACIÓN				DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		ACCESORIOS O COMPONENTES ASOCIADOS				
MECANICO	☐	VAPOR	☐	MANUAL DE SERVICIO	☐	NOMBRE	MARCA	SERIE O REFERENCIA	ESTADO	
ELECTRICO	☒	OXIGENO	☐	MANUAL DE OPERACIÓN	☒	Sensor temperatura	Covidien	NI	BUENO	MALO
BATERIA	☐	AIRE	☐	GUIA RAPIDA	☒	Sensor saturación	Seca	NI	BUENO	MALO
HIDRAULICO	☐	VACIO	☐	DIAGRAMA DE PARTES	☐	Extensión cable Spo2	Seca	NI	BUENO	MALO
NEUMATICO	☐	OTROS	☐	RESPALDO EN REPUESTOS	☒	Brazalete NIBP	Seca	NI	BUENO	MALO
MANUAL	☐	CUAL:	☐	PLANOS	☐	Tapete Bioimpedancia	Seca	NI	BUENO	MALO
						Cinta métrica	Seca	201	BUENO	MALO
									BUENO	MALO
									BUENO	MALO
									BUENO	MALO
									BUENO	MALO

TIPO DE EQUIPO	
Fijo	☐
Movil	☒

FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
3 MESES	☐	6 MESES	☐
4 MESES	☐	12 MESES	☐

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO					
VOLTAJE	100 V ~ - 240 V ~	PRESIÓN	NA	ALTO	262 mm
AMPERAJE	0,85 A	VELOCIDAD (RPM)	NA	ANCHO	254 mm
POTENCIA	< 35 W	TEMPERATURA (°C)	10 - 40 °C	LARGO	278 mm
FRECUENCIA	50 Hz - 60 Hz	PESO	3 Kg		
CAPACIDAD	2950 mAh	VIDA UTIL	5 AÑOS		

RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES
Garantía de baterías es de 2 años a partir de la fecha de fabricación.

* En caso que no aplique, se debe diligenciar la casilla con NA