

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		VERSIÓN: 02
	ORDEN DE SERVICIO		VIGENCIA: 05/07/2024
			CÓDIGO: IP-SIG-F-054


ORDEN DE SERVICIO-OS - 7366			
Datos del Cliente			
CLIENTE:	DIEGO KESTUTTI PLAZAS SANCHEZ		
FECHA:	2026/02/11	TELÉFONO	3168325272
DIRECCIÓN:	CL 168 9 11	CIUDAD:	SANTA FE DE BOGOTÁ, D. C.
SEDE:			
MODELO:	TRACK BALL		
MARCA:	MINDRAY	SERIE:	HQ1-46006228
TRANSDUCTORES			
Cantidad de transductores	1		
Modelo	L13-3S		
Serie	CJ3X95001448		
Servicio			
Mantenimiento Preventivo - Garantía			
Mantenimientos Preventivos Ecógrafos			
PRUEBAS INICIALES PREVIO AL MANTENIMIENTO			
Pruebas de funcionamiento en modo B	Optimo		
Pruebas de funcionamiento en modo M	Optimo		
Pruebas de funcionamiento en modo doppler pulsado	Optimo		
Pruebas de funcionamiento en modo doppler color	Optimo		
Pruebas de funcionamiento en modo CW	No aplica		
Pruebas de funcionamiento en modo 3D	No aplica		
Pruebas de funcionamiento en modo 4D	No aplica		
Prueba de funcionamiento con batería	Optimo		
Pruebas de funcionamiento de pantalla táctil	Optimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de panel de control	Optimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de pantalla	Optimo		
Condiciones físicas y funcionamiento de impresión	No aplica		
Condiciones físicas y funcionamiento de ruedas y frenos	No aplica		
Condiciones físicas y funcionamiento de brazos mecánicos	No aplica		
Condiciones físicas y funcionamiento del I/O panel	Optimo		
Conexión del equipo con UPS	No Aplica		
Revisión de accesorios	Optimo		
Revisión conexión DICOM	No aplica		
Revisión unidad de DVD	No aplica		
Revisión de periféricos	Optimo		
MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
Verificación de voltajes de entrada al equipo	Optimo		
Ajuste y limpieza de contactos electronicos	Optimo		
Actualización de Software	No		
Version de software actual	2.8.0		
Funcionamiento de los transductores	Optimo		
Funcionamiento del teclado	Optimo		
Funcionamiento del monitor principal	Optimo		
Funcionamiento de la pantalla táctil	Optimo		
Limpieza general del equipo	Optimo		

Recomendaciones

- Se recomienda el buen uso del equipo.
- Se recomienda evitar golpes en los transductores para prolongar su vida útil.
- Se recomienda realizar limpieza y desinfección de los Transductores después de ser utilizados en pacientes.
- Se recomienda utilizar la función "Freeze" al momento de realizar cambio de Transductores con el equipo encendido.

Cliente

11/02/2026 15:29:00



Escaneado con CamScanner

FIRMA

Nombre	Julian Javier Gonzalez Hernandez		
Cargo	Especialista de servicio técnico	R. Invima	RH-202211-01453
Telefono	3176355103		

FIRMA

Nombre	Diego plazas
Cargo	Medico
Teléfono	3168325272
Correo	kestutti@gmail.com

Por la presente, certifico que he recibido el equipo a satisfacción tras el servicio prestado, y comprendo que no se aceptarán reclamaciones posteriores a esta firma. ()

