

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMÉDICO	Código	Versión	Fecha
ECÓGRAFO	ED-HV-BM-007	1	20/08/2026

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

1. DATOS DEL PRESTADOR Y TENENCIA

Prestador	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Servicio	Consulta externa especializada - Medicina Física y Rehabilitación
Sede	Edificio Vitale	Ubicación	Consultorio 7
Propietario / proveedor del equipo	Diego Kestutti Plazas Sánchez (documentos de adquisición)	Modalidad de uso	Disponible para uso asistencial en el Consultorio 7

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Sistema de ultrasonido diagnóstico	Marca	Mindray
Modelo	MX7	Serie	HQ1-46006228
Registro Invima		Clasificación de riesgo	I
Código de inventario	Sin información	Fecha de adquisición	20/02/2025 (fecha de proforma)
Forma de adquisición del propietario	Compra directa	Factura	Factura proforma FP 6166

3. FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR

Fabricante	Mindray	País de fabricación	China
Distribuidor	Inversiones Promedco S.A.S.	Teléfono	(601) 464 4004
Dirección	Calle 110 #9-25, Torre Pacific, Oficina 816, Bogotá	Correo	servicioalcliente@promedco.com
Vida útil Invima	Sin información	Garantía	12 meses
Vida útil del fabricante	Sin información	Fin de garantía	20/02/2026

4. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Manual de operación	Manuales en físico	Manual de servicio	Manuales en físico
¿Aplica mantenimiento?	Sí	¿Aplica calibración?	No aplica
Frecuencia de mantenimiento	Según fabricante y programa institucional, Bianual.	Frecuencia de calibración	No aplica
Requisitos e indicaciones	Buen uso; evitar golpes; usar Freeze al cambiar el transductor con el equipo encendido.	Características	Sistema portátil de ultrasonido diagnóstico con modos B, M, Doppler pulsado y Doppler color.
Voltaje		Presión	No aplica
Potencia		Rango de medición	Sin información

Variables	Imagen ecográfica y Doppler	Corriente	Si
Peso	3.0 kg	Temperatura	Uso por debajo de 38 grados centígrados

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Mantenimiento preventivo	Un servicio sin costo durante el primer año; luego, según fabricante y programa institucional bianual	Calibración	No aplica
Mantenimiento correctivo	Cuando se presente falla, daño o desviación	Responsable	Inversiones Promedco S.A.S. / proveedor autorizado
Soporte esperado	Orden de trabajo o informe de servicio	Conservación del soporte	Anexo al registro del equipo biomédico

El equipo debe mantenerse disponible, seguro y funcional. Toda intervención debe registrarse y conservar su soporte técnico correspondiente.

6. REGISTRO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividad	OT / certificado	Proveedor	Observación / relación	Ingeniero biomédico	Registro profesional	Firma
11/02/2026	Mantenimiento preventivo - garantía	OS-7366	Inversiones Promedco S.A.S.	Pruebas funcionales, limpieza y revisión general: resultado óptimo.	Julián Javier González Hernández	RH-202211-01453	Ver OS-7366

Nota: anexar a cada actividad la orden de trabajo, informe de servicio, certificado de calibración u otro soporte que corresponda.

7. CONTROL DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha
Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	20/08/2026

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMÉDICO	Código	Versión	Fecha
TRANSDUCTOR LINEAL	ED-HV-BM-008	1	20/08/2026

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

1. DATOS DEL PRESTADOR Y TENENCIA

Prestador	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Servicio	Consulta externa especializada - Medicina Física y Rehabilitación
Sede	Edificio Vitale	Ubicación	Consultorio 7
Propietario / proveedor del equipo	Diego Kestutti Plazas Sánchez (documentos de adquisición)	Modalidad de uso	Disponible para uso asistencial en el Consultorio 7

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Transductor lineal para ultrasonido	Marca	Mindray
Modelo	L13-3s	Serie	CJ3X95001448
Registro Invima	Pendiente de verificar	Clasificación de riesgo	I
Código de inventario	Ref. 120-012077-00 (proforma)	Fecha de adquisición	20/02/2025 (fecha de proforma)
Forma de adquisición del propietario	Compra directa	Factura	Factura proforma FP 6166

3. FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR

Fabricante	Mindray	País de fabricación	China
Distribuidor	Inversiones Promedco S.A.S.	Teléfono	(601) 464 4004
Dirección	Calle 110 #9-25, Torre Pacific, Oficina 816, Bogotá	Correo	servicioalcliente@promedco.com
Vida útil Invima		Garantía	12 meses
Vida útil del fabricante		Fin de garantía	20 feb 2026

4. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Manual de operación	En físico	Manual de servicio	En físico
¿Aplica mantenimiento?	Sí	¿Aplica calibración?	No aplica
Frecuencia de mantenimiento	Según fabricante y programa institucional (Bianual)	Frecuencia de calibración	Adjunta
Requisitos e indicaciones	Evitar golpes; limpiar y desinfectar después de cada paciente; usar Freeze antes de cambiarlo con el equipo encendido.	Características	Transductor lineal Mindray L13-3s, referencia 120-012077-00, asociado al sistema MX7.
Voltaje	No aplica	Presión	No aplica

Potencia	No aplica	Rango de medición	No aplica
Variables	Ultrasonido	Corriente	Si
Peso		Temperatura	Uso por debajo de 38 grados centígrados

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Mantenimiento preventivo	Incluido en la revisión del sistema; luego, según fabricante y programa institucional	Calibración	Sin información documentada
Mantenimiento correctivo	Cuando se presente falla, daño o desviación	Responsable	Inversiones Promedco S.A.S. / proveedor autorizado
Soporte esperado	Orden de trabajo o informe de servicio	Conservación del soporte	Anexo al registro del equipo biomédico

El equipo debe mantenerse disponible, seguro y funcional. Toda intervención debe registrarse y conservar su soporte técnico correspondiente.

6. REGISTRO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividad	OT / certificado	Proveedor	Observación / relación	Ingeniero biomédico	Registro profesional	Firma
11/02/2026	Mantenimiento preventivo - garantía	OS-7366	Inversiones Promedco S.A.S.	Funcionamiento óptimo; limpieza y revisión del transductor.	Julián Javier González Hernández	RH-202211-01453	Ver OS-7366

Nota: anexas a cada actividad la orden de trabajo, informe de servicio, certificado de calibración u otro soporte que corresponda.

7. CONTROL DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha
Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	20/08/2026