

HOJA DE VIDA DE EQUIPO BIOMÉDICO	Código	Versión	Fecha
TENSÍOMETRO ADULTO	ED-HV-BM-002	1	18/08/2026

FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO

1. DATOS DEL PRESTADOR Y TENENCIA

Prestador	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Servicio	Consulta externa especializada - Medicina Física y Rehabilitación
Sede	Edificio Vitale	Ubicación	Consultorio 7
Propietario / proveedor del equipo	TUEME	Modalidad de uso	Dotación provista con el consultorio arrendado

2. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Nombre del equipo	Tensiómetro adulto	Marca	Lenz
Modelo	SS-20C	Serie	2021111712
Registro Invima	2021DM-0024553	Clasificación de riesgo	I
Código de inventario	Sin información	Fecha de adquisición	Sin información
Forma de adquisición del propietario	Compra directa	Factura	Sin información

3. FABRICANTE Y DISTRIBUIDOR

Fabricante	WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD.	País de fabricación	China
Distribuidor	Sin información	Teléfono	Sin información
Dirección	Sin información	Correo	Sin información
Vida útil Invima	5 años	Garantía	Sin información
Vida útil del fabricante	Sin información	Fin de garantía	Sin información

4. DATOS TÉCNICOS DEL EQUIPO

Manual de operación	Sí	Manual de servicio	Sin información
¿Aplica mantenimiento?	Sí	¿Aplica calibración?	Sí
Frecuencia de mantenimiento	Anual	Frecuencia de calibración	Anual
Requisitos e indicaciones	Mantener según recomendaciones del fabricante; evitar caídas y solicitar intervención de personal calificado.	Características	Requiere brazalete y pera con válvula para su funcionamiento.
Voltaje	No aplica	Presión	300 mmHg
Potencia	No aplica	Rango de medición	1 a 300 mmHg

Variables	mmHg	Corriente	No aplica
Peso	0,2 kg	Temperatura	No aplica

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Mantenimiento preventivo	Anual	Calibración	Anual
Mantenimiento correctivo	Cuando se presente falla, daño o desviación	Responsable	TUEME / proveedor autorizado
Soporte esperado	Orden de trabajo, informe o certificado	Conservación del soporte	Anexo al registro del equipo biomédico

El equipo debe mantenerse disponible, seguro y funcional. Toda intervención debe registrarse y conservar su soporte técnico correspondiente.

6. REGISTRO DE ACTIVIDADES

Fecha	Actividad	OT / certificado	Proveedor	Observación / relación	Ingeniero biomédico	Registro profesional	Firma
17/09/2024	Mantenimiento preventivo	No registra	Ekimédicos	Equipo funcionando correctamente			
17/09/2024	Calibración	20242157	Ekimédicos	Equipo funcionando correctamente			
18/12/2025	Mantenimiento preventivo	20251128-01	José Pérez	Equipo funcionando correctamente			
18/12/2025	Calibración	487147	Celsius	Equipo funcionando correctamente			

Nota: anexas a cada actividad la orden de trabajo, informe de servicio, certificado de calibración u otro soporte que corresponda.

7. CONTROL DE REVISIÓN DEL DOCUMENTO

Elaboró	Revisó	Aprobó	Fecha
Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	Dra. Diana Margarita Beleño Contreras	18/08/2026

ORIGEN Y ALCANCE DE LA INFORMACIÓN

La información técnica, de identificación, mantenimiento y soporte documental consignada en esta hoja de vida fue suministrada por **TUEME**, empresa que presta el servicio de alquiler por horas de consultorio y que incluye, como parte de dicho servicio, la disponibilidad y el uso temporal de los equipos aquí relacionados.

La **Dra. Diana Margarita Beleño Contreras** actúa como arrendataria y usuaria temporal del consultorio. La incorporación de esta información en el presente formato institucional tiene fines de trazabilidad, control documental y cumplimiento de los requisitos de habilitación, y no implica la propiedad de los equipos ni constituye una certificación independiente sobre la exactitud de la información suministrada por **TUEME**.

Las responsabilidades relacionadas con la propiedad, mantenimiento, reparación, actualización documental y condiciones técnicas de los equipos se determinarán de acuerdo con el contrato vigente entre las partes y la normativa sanitaria aplicable.

Fuente documental: Formato “F09 Hoja Tensiómetro”, suministrado por TUEME y consultado en su repositorio de SharePoint.